

光纤光谱仪二次开发包SDK调用说明


CMS24V1.1

文档版本：CMS24V1.1

编写日期：2024年2月28日

编写人员：沈玉杰，深圳谱研互联科技有限公司

技术支持：沈玉杰，深圳谱研互联科技有限公司

 本章以VS2017的桌面应用控制台项目为例，介绍库函数的调用流程。其他集开发环境（IDE）调用步骤类同。其中第一章配置库路径相关内容主要面向不熟悉VS中如何引用第三方库的新手小伙伴或学生党，资深码农可直接略过本章。

1 配置库路径

1.1 文件相对位置

1.1.1 三个位置

在配置库路径时，会涉及到头文件或动态库的相对路径选取和放置，我们需要知道三个重要的文件目录位置，包括[解决方案位置](#)、[项目文件位置](#)和[应用程序位置](#)。有了这几个位置的概念后，我们在配置项目属性页的相对路径时，思路就会很清晰。同时可以了解下项目属性页的描述符。

我们可以简单理解为，三个位置分别对应三个专用后缀文件所在的文件目录（文件夹），如下：

- 1) 解决方案：.sln
- 2) 项目文件：.vcxproj
- 3) 应用程序：.exe

对于新手，我们知道了这三个文件的位置，就可以很清晰的定位IDE在查找需要的文件或依赖库时的相对位置。下面以图文的方式介绍这些位置，有个概念即可。

1.1.2 解决方案位置

在VS中，我们新建工程后，会生成一个解决方案。打开文件夹，可以看到一个**.sln**文件，这就是解决方案所在文件目录位置。




图1 解决方案文件目录位置

1.1.3 应用程序位置

我们可以先了解下项目属性中的描述符。

在“解决方案资源管理器”的项目位置点击“右键”，选择【属性】，在弹出的【配置属性】-【常规】对话框中，有个【输出目录】选项，其默认路径为：
[\\$\(SolutionDir\)\\$\(Platform\)\\\$\(Configuration\)\](#)




图2 解决方案资源管理器




图3 属性页面的输出目录

其中

"\$(SolutionDir)"：表示解决方案文件的目录

"\$(Platform)"：表示目标平台（如 x64或X86/Win32），X86和Win32均是指Windows32位，意思相同

"\$(Configuration)"：表示当前的构建配置（如 Debug 或 Release）。

如新建的控制台项目名称为 ConsoleApplicationDemoX64，目标平台是X64，在Release下编译，则应用程序所在的输出目录为：


`ConsoleApplicationDemoX64\x64\Release`

这里有

\$(SolutionDir)： ConsoleApplicationDemoX64（即.sln所在目录）

\$(Platform)： x64

\$Configuration： Release



名称	修改日期	类型	大小
cmsplibEx.dll	2023/10/20 15:25	应用程序扩展	37 KB
ConsoleApplicationDemoX64	2024/2/29 16:39	应用程序	15 KB
ConsoleApplicationDemoX64.iobj	2024/2/29 16:39	IOBJ 文件	65 KB
ConsoleApplicationDemoX64.ipdb	2024/2/29 16:39	IPDB 文件	24 KB
ConsoleApplicationDemoX64.pdb	2024/2/29 16:39	Program Debug...	660 KB
custom_splib64.dll	2023/10/20 15:25	应用程序扩展	44 KB
ftd2xx64.dll	2021/7/8 16:08	应用程序扩展	633 KB
myserial64.dll	2023/10/9 14:34	应用程序扩展	11 KB

图4 应用程序输出目录

其中图2中的 **ConsoleApplicationDemoX64.exe** 就是应用程序，其所在的文件目录即应用程序位置。

1.1.4 项目文件位置

我们通常从设备厂家获得的SDK（二次开发包）包括 **.h**、**.lib** 和 **.dll** 文件。要引用这些文件，需要在项目属性中配置**附加包含目录**和**附加库目录**。**.vcxproj** 所在目录位置就是相对路径的起点位置，我们在属性配置页添加相对路径即可。

Projects > specsdk > ConsoleApplicationDemoX64 > ConsoleApplicationDemoX64

排序 查看

名称	修改日期	类型	大小
dll	2024/2/29 16:35	文件夹	
include	2024/2/29 16:35	文件夹	
lib	2024/2/29 16:35	文件夹	
x64	2024/2/29 16:39	文件夹	
ConsoleApplicationDemoX64.cpp	2024/2/28 11:48	QtProject.QtCre...	5 KB
ConsoleApplicationDemoX64.vcxproj	2024/2/29 16:39	VCXPROJ 文件	8 KB
ConsoleApplicationDemoX64.vcxproj.filters	2024/2/28 11:48	VC++ Project Fil...	1 KB
ConsoleApplicationDemoX64.vcxproj.user	2024/2/28 11:48	Per-User Project...	1 KB


图5 项目文件所在目录

1.2 添加第三方库

谱研互联的光纤光谱仪二次开发（sdk）函数库包括**头文件.h**、**静态库.lib**和**动态库.dll**，分别放在include、lib和dll文件夹中，文件可在谱研互联网站下载中心或找工程师获取。

在添加之前，我们先明确配置的目的，配置目的是要解决以下问题：

- 1) 头文件在哪里找
- 2) 头文件里的函数实现在哪里找
- 3) 应用程序运行时的依赖库在哪里找
- 4) 是否需要宏定义来启用#ifdef语句


 新手可能对#ifdef不熟悉，只需知道要激活某些宏定义（一般在.h文件中），需要做一些预处理器配置即可，感兴趣可以深入了解下。

我们可以先把sdk文件的文件夹复制到**项目文件目录**（即.vcxproj文件同级目录），在配置属性时均采用**相对路径**。

名称	修改日期	类型	大小
dll	2024/2/29 16:35	文件夹	
include	2024/2/29 16:35	文件夹	
lib	2024/2/29 16:35	文件夹	
x64	2024/2/29 16:39	文件夹	
ConsoleApplicationDemoX64.cpp	2024/2/28 11:48	QtProject.QtCre...	5 KB
ConsoleApplicationDemoX64.vcxproj	2024/2/29 16:39	VCXPROJ 文件	8 KB
ConsoleApplicationDemoX64.vcxproj.filters	2024/2/28 11:48	VC++ Project Fil...	1 KB
ConsoleApplicationDemoX64.vcxproj.user	2024/2/28 11:48	Per-User Project...	1 KB

图6 光谱仪sdk文件夹

在项目属性中，有三处需要配置，分别为**附加包含目录**、**预处理器定义**和**附加库目录**。另外一处需要拷贝，即把dll文件夹中的.dll文件拷贝到应用程序所在目录。打开项目属性步骤可参见图2。

 **特别提醒：**每个配置（Release或Debug）和平台（X64或X86/Win32）的组合均要在属性页配置一次才可以生效。如有的小伙伴在属性页配置的是Debug和X64组合，但在编译的时候用的是Release和X64组合，导致编译时提示找不到头文件或依赖库的错误提示。

1) 添加附加包含目录

在代码中#include头文件时，预编译器会自动在附加包含目录查找对应的头文件。把光谱仪sdk中的include文件夹复制到项目目录（可参见图5），在【C/C++】 - 【常规】 - 【附加包含目录】中，添加include即可。这里的相对路径位置即为[项目目录](#)。




图7 添加附加包含目录

2) 添加预处理器定义

调用sdk中的库函数，需要添加两个预处理器，分别为：

EVM_WIN：对应cmsplibEx.h文件中的预编译

_WIN64：编译器识别为64位Windows平台上编译代码（Win32不需要添加）

在【C/C++】 - 【预处理器】 - 【预处理器定义】对话框中，添加预处理定义EVM_WIN和_WIN64（见图8）。




图8 添加预处理器定义

注意：Win32平台只需手动添加EVM_WIN即可，在选择Win32平台时会自动添加WIN32定义。

3) 添加附加库目录

在头文件中.h中声明或定义的函数实现，通常封装在静态或动态库中。编译器会在附加库目录查找对应的库并定位函数实现。我们需要把sdk中的lib文件夹复制到项目目录（可参见图5），在项目属性的【链接器】 - 【常规】 - 【附加库目录】中添加lib（见图9），点击【确定】后则添加完成。




图9 添加附加库目录

4) 复制动态库

编译生成的应用程序在运行时，需要依赖动态库。为此，我们需要把sdk中的dll文件夹中的所有.dll文件复制到生成的应用程序目录中（见图10），以保证程序运行后可以在同级目录中找到依赖的动态库。

文档 > Visual Studio 2017 > Projects > specsdk > ConsoleApplicationDemoX64 > x64 > Release

↑↓ 排序 ▾ ≡ 查看 ▾ ...










名称	修改日期	类型	大小
 cmsplibEx.dll	2023/10/20 15:25	应用程序扩展	37 KB
 ConsoleApplicationDemoX64	2024/2/29 16:39	应用程序	15 KB
 ConsoleApplicationDemoX64.iobj	2024/2/29 16:39	I OBJ 文件	65 KB
 ConsoleApplicationDemoX64.ipdb	2024/2/29 16:39	IPDB 文件	24 KB
 ConsoleApplicationDemoX64.pdb	2024/2/29 16:39	Program Debug...	660 KB
 custom_splib64.dll	2023/10/20 15:25	应用程序扩展	44 KB
 ftd2xx64.dll	2021/7/8 16:08	应用程序扩展	633 KB
 myserial64.dll	2023/10/9 14:34	应用程序扩展	11 KB

图10 应用程序目录中的动态库

至此，调用sdk中的库函数所需的配置工作已完成。简单总结如下：

- 1) 附加包含目录。编译查找头文件。
- 2) 预处理器定义。编译查找宏定义。
- 3) 附件库目录。编译查找静态库。
- 4) 复制动态库。运行查找依赖动态库。

2 函数调用说明

 本例题旨在展示完整的光谱数据读取时所需的设置和调用步骤，且对每个CMSPEX函数都做了返回值判断和打印提示。实际使用时，仅需判断是否打开设备功能即可，不需要每个参数设置步骤都做返回值判断。SDK中的函数非常多，使用时遇到具体需求或问题可查看手册或联系技术支持工程师。

2.1 引用头文件和静态库

```
1 #include <cmsplibEx.h>
2 #pragma comment(lib, "cmsplibEx.lib")
```

sdk中的include及lib中有很多文件，我们只需要引用cmsplibEx即可，其他均为cmsplibEx调用所需的依赖文件。

2.2 宏定义

```
1 #define MAX_PIXELS 2048
2 #define WL_BUFF_LEN MAX_PIXELS*4
```

光纤光谱仪CMS及CDS系列光谱仪采用的均是2048像素探测器，这里的宏定义MAX_PIXELS是全部像素，WL_BUFF_LEN 是读取全部像素值对应波长值的缓存字节长度，一个波长值用4个字节表示。

2.3 初始化设备

```
1 //初始化设备
2 CMSPEX_HANDLE hd; //定义设备句柄
3 uint32_t deviceIndex = 0; //设备索引号，从0开始
4 uint32_t commMode = 0; //使用usb作为通信接口
5
6 int ret = CMSPEX_Init(&hd, commMode); //返回0正常
7
8 if (0 == ret)
9 {
10     std::cout << "设备初始化成功" << std::endl;
11     std::cout << "设备索引: " << deviceIndex << std::endl;
12 }
13 else
14 {
15     std::cout << "设备初始化失败" << std::endl;
16 }
```

1. 通信方式支持usb和串口通信，0为usb通信，1为串口通信。
2. 定义了设备索引号，从0开始。当连接多台设备时，可根据索引操作对应设备。本例仅展示连接一台光谱仪设备的情形。
3. 这里定义了ret作为返回值变量，用于判断CMSPEX函数返回值并打印提示。

2.4 打开光谱仪设备

```
1 //*****打开光谱仪设备*****
2 ret = CMSPEX_OpenByIndex(hd, deviceIndex);
```

```

3  if ( 0 == ret)
4  {
5      std::cout << "设备" << deviceIndex << ": 打开成功" << std::endl;
6  }
7  else
8  {
9      std::cout << "设备" << deviceIndex << ": 打开失败" << std::endl;
10 }

```

打开光谱仪有多种方式，可根据设备序列号、设备索引，如采用串口通信可直接使用串口参数打开。本例仅展示最为常用的设备索引打开方式。

2.5 设置积分时间

```

1  //*****设置积分时间*****
2  uint32_t integrationTimeMs = 100;          //单位是ms
3  uint32_t integrationTimeUs = integrationTimeMs * 1000; //单位是us
4
5  ret = CMSPEX_SetIntegrationTime(hd, integrationTimeUs); //设置积分时间，参
   数是us，注意与ms作区分
6  if (0 == ret)
7  {
8      std::cout << "设备" << deviceIndex << ": 积分时间设置成功" << std::endl;
9  }
10 else
11 {
12     std::cout << "设备" << deviceIndex << ": 积分时间设置失败" << std::endl;
13 }

```

参数中的积分时间单位是us，实际使用ms更直观，建议采用如下方式：

```

1  uint32_t integrationTimeMs = 100;          //单位是ms
2  ret = CMSPEX_SetIntegrationTime(hd, integrationTimeMs*1000);

```

2.6 设置平均次数

```

1  //*****设置平均次数*****
2  uint32_t averageTimes = 2;                //设置平均次数为2
3
4  ret = CMSPEX_SetAccAvg(hd, averageTimes);

```

```

5
6 if (0 == ret)
7 {
8     std::cout << "设备" << deviceIndex << ": 平均次数设置成功" << std::endl;
9 }
10 else
11 {
12     std::cout << "设备" << deviceIndex << ": 平均次数设置失败" << std::endl;
13 }

```

光谱仪设备的采集时间 = 积分时间 * 平均次数，在设备平均次数时，需要注意结合积分时间，不能导致采集时间过长，如采集时间超过1s时就会让人有比较强烈的卡顿感。

2.7 设置平滑次数

```

1 //*****设置平滑次数*****
2 uint32_t smoothingTimes = 2;           //设置平滑次数为2
3
4 ret = CMSPEX_SetPixSmoothingWidthDown(hd, smoothingTimes);
5
6 if (0 == ret)
7 {
8     std::cout << "设备" << deviceIndex << ": 平滑次数设置成功" << std::endl;
9 }
10 else
11 {
12     std::cout << "设备" << deviceIndex << ": 平滑次数设置失败" << std::endl;
13 }

```

平滑次数越高，光谱曲线观察起来越平滑，看着也更舒适。但是，平滑本质上是每个像素与相邻像素作平均后求得，会有“消峰”效果，对于激光波长、原子谱线等需要观察峰值的场景，平滑次数应设置为0。对于较为平坦的宽谱，如led光谱、钨灯光谱等，可适当设置平滑次数，但不宜设置过大导致影响观察的特征谱。

2.8 读取波长

```

1 //*****获取所有波长值*****
2 uint32_t wL_len;
3
4 //每个像素对应的波长值用4个字节(char型)表示,wL_len用于读取波长时控制获取char型长度
5 wL_len = MAX_PIXELS * 4;
6

```

```

7 //存储波长返回值的数组,共需要 MAX_PIXELS*4 个字节
8 unsigned char buf[WL_BUFF_LEN] = { '0' };
9
10 double wavelengths[MAX_PIXELS];
11
12 memset(wavelengths, 0, sizeof(double)*MAX_PIXELS); //波长数组清零
13
14 //读取波长数据到buf数组,其中第3个参数0是指从第0个像素开始,第4个参数len是返回的char型字节数量
15 ret = CMSPEX_GetWavelength(hd, buf, 0, wl_len);
16
17 if (ret == 0) {
18     // 获取波长成功
19     // 进行数据转化,以低位在前,高位在后的方式,每4个字节为一个波长数据
20
21     float fData; //定义单精度浮点型,4个字节,用于临时存储波长值
22
23     for (int i = 0; i < MAX_PIXELS; i++)
24     {
25         //每4个字节为一组,赋值给 fData,获取一个波长值
26         memcpy( &fData, buf + (i * 4), sizeof(char) * 4 );
27         wavelengths[i] = fData; //获取的波长值赋值给波长数组对应索引
28     }
29
30     //打印第501-505个波长值
31     for (int j = 500; j < 505; j++)
32     {
33         std::cout << "像素索引" << j << ": " << wavelengths[j] <<
34         std::endl;
35     }
36 else
37 {
38     std::cout << "获取波长失败!" << std::endl;
39 }

```

在读取波长时，CMSPEX_GetWavelength获取的是字节流，每个波长值用4个字节表示，所以总字节长度wl_len值为 MAX_PIXELS * 4，即2048*4=8192。

波长存储定义了2个数组，其中buf数组用于接收字节流，wavelengths数组用于存储波长值。获取的字节流需要进行数据转换后，才能存储到wavelengths数组。不理解该行代码的小伙伴，在数据转换时直接复制例程代码即可。

```

1 memcpy( &fData, buf + (i * 4), sizeof(char) * 4 );

```

最后打印出第501-505个波长值用于展示。

2.9 获取光谱数据

```
1 //*****获取光谱数据*****
2 uint32_t valuesLength = MAX_PIXELS * 2; //2048*2 = 4096
3 int timeout = 602;
4 unsigned char valuesBuf[4096] = { '0' }; //光谱返回值字节流缓存
5 uint16_t values[MAX_PIXELS] = { '0' }; //光谱值数组
6
7 //从第0个值开始读取, 共4096字节
8 ret = CMSPEX_Collection(hd, valuesBuf, 0, valuesLength, timeout);
9
10 if ( 0 == ret)
11 {
12     //获取光谱数据成功
13
14     uint8_t tBuf[2] = { '0' };
15     uint16_t value; //用于临时存储光谱值
16
17     for (int i = 0; i < MAX_PIXELS; i++)
18     {
19         tBuf[1] = valuesBuf[2*i];
20         tBuf[0] = valuesBuf[2*i + 1];
21         memcpy(&value, tBuf, sizeof(char) * 2);
22         values[i] = value;
23     }
24
25     //打印第501-505个波长值和对应光谱强度值
26
27     std::cout << std::endl; //打印换行, 便于观察
28
29     for (int j = 500; j < 505; j++)
30     {
31         std::cout << "波长" << ": " << wavelengths[j] << "; " <<
32             "值" << ": " << values[j] <<
33         std::endl;
34     }
35     std::cout << std::endl; //打印换行, 便于观察
```

3 完整代码和打印提示

3.1 完整代码

以上步骤的完整代码如下，代码后面是程序运行后的打印提示。完整代码可在网站下载中心或联系工程师获取。

```
1 // ConsoleApplication2.cpp : 此文件包含 "main" 函数。程序执行将在此处开始并结束。
2 // 本例程旨在展示调试步骤，对每个CMSPEX函数都做了返回值判断。实际使用时，仅需判断是否打开
   设备功能即可。
3 //
4
5 #include <iostream>
6 #include <cmsplibEx.h>
7 #pragma comment(lib, "cmsplibEx.lib")
8
9 #define MAX_PIXELS 2048
10 #define WL_BUFF_LEN MAX_PIXELS*4
11
12 int main()
13 {
14     //初始化设备
15     CMSPEX_HANDLE hd; //定义设备句柄
16     uint32_t deviceIndex = 0; //设备索引号，从0开始
17     uint32_t commMode = 0; //使用usb作为通信接口
18
19     int ret = CMSPEX_Init(&hd, commMode); //返回0正常
20
21     if (0 == ret)
22     {
23         std::cout << "设备初始化成功" << std::endl;
24         std::cout << "设备索引: " << deviceIndex << std::endl;
25     }
26     else
27     {
28         std::cout << "设备初始化失败" << std::endl;
29     }
30     std::cout << std::endl; //打印换行，便于观察
31
32     //打开光谱仪设备
33     if (0 == ret)
34     {
35         //*****打开光谱仪设备*****
36         ret = CMSPEX_OpenByIndex(hd, deviceIndex);
37         if (0 == ret)
38         {
```

```

39         std::cout << "设备" << deviceIndex << ": 打开成功" <<
std::endl;
40     }
41     else
42     {
43         std::cout << "设备" << deviceIndex << ": 打开失败" <<
std::endl;
44     }
45     std::cout << std::endl;           //打印换行, 便于观察
46
47
48     //*****设置积分时间*****
49     uint32_t integrationTimeMs = 100;           //单位是ms
50     uint32_t integrationTimeUs = integrationTimeMs * 1000; //单位是us
51
52     //设置积分时间, 参数是us, 注意与ms作区分
53     ret = CMSPEX_SetIntegrationTime(hd, integrationTimeUs);
54     if (0 == ret)
55     {
56         std::cout << "设备" << deviceIndex << ": 积分时间设置成功" <<
std::endl;
57     }
58     else
59     {
60         std::cout << "设备" << deviceIndex << ": 积分时间设置失败" <<
std::endl;
61     }
62     std::cout << std::endl;           //打印换行, 便于观察
63
64
65     //*****设置平均次数*****
66     uint32_t averageTimes = 2;           //设置平均次数为2
67
68     ret = CMSPEX_SetAccAvg(hd, averageTimes);
69
70     if (0 == ret)
71     {
72         std::cout << "设备" << deviceIndex << ": 平均次数设置成功" <<
std::endl;
73     }
74     else
75     {
76         std::cout << "设备" << deviceIndex << ": 平均次数设置失败" <<
std::endl;
77     }
78     std::cout << std::endl;           //打印换行, 便于观察
79

```

```

80
81 //*****设置平滑次数*****
82 uint32_t smoothingTimes = 2; //设置平滑次数为2
83
84 ret = CMSPEX_SetPixSmoothingWidthDown(hd, smoothingTimes);
85
86 if (0 == ret)
87 {
88     std::cout << "设备" << deviceIndex << ": 平滑次数设置成功" <<
std::endl;
89 }
90 else
91 {
92     std::cout << "设备" << deviceIndex << ": 平滑次数设置失败" <<
std::endl;
93 }
94 std::cout << std::endl; //打印换行, 便于观察
95
96
97 //*****获取所有波长值*****
98 uint32_t wL_len;
99
100 //每个像素对应的波长值用4个字节(char型)表示,wL_len用于读取波长时控制获取
char型长度
101 wL_len = MAX_PIXELS * 4;
102
103 //存储波长返回值的数组, 共需要 MAX_PIXELS*4 个字节
104 unsigned char buf[WL_BUFF_LEN] = { '0' };
105
106 double wavelengths[MAX_PIXELS];
107
108 memset(wavelengths, 0, sizeof(double)*MAX_PIXELS); //波长数组清零
109
110 //读取波长数据到buf数组, 其中第3个参数0是指从第0个像素开始, 第4个参数len是返
回的char型字节数量
111 ret = CMSPEX_GetWavelength(hd, buf, 0, wL_len);
112
113 if (ret == 0) {
114     // 获取波长成功
115     // 进行数据转化, 以低位在前, 高位在后的方式, 每4个字节为一个波长数
据
116
117     float fData; //定义单精度浮点型, 4个字节, 用于临时存储波长值
118
119     for (int i = 0; i < MAX_PIXELS; i++)
120     {
121         //每4个字节为一组, 赋值给 fData, 获取一个波长值

```

```

122         memcpy( &fData, buf + (i * 4), sizeof(char) * 4 );
123
124         //获取的波长值赋值给波长数组对应索引
125         wavelengths[i] = fData;
126     }
127
128     //打印第501-505个波长值
129     for (int j = 500; j < 505; j++)
130     {
131         std::cout << "像素索引" << j << ": " <<
wavelengths[j] << std::endl;
132     }
133 }
134 else
135 {
136     std::cout << "获取波长失败!" << std::endl;
137 }
138
139
140 //*****获取光谱数据*****
141 uint32_t valuesLength = MAX_PIXELS * 2; //2048*2 = 4096
142 int timeout = 602;
143 unsigned char valuesBuf[4096] = { '0' }; //光谱返回值字节流缓存
144 uint16_t values[MAX_PIXELS] = { '0' }; //光谱值数组
145
146 //从第0个值开始读取, 共4096字节
147 ret = CMSPEX_Collection(hd, valuesBuf, 0, valuesLength, timeout);
148
149 if ( 0 == ret)
150 {
151     //获取光谱数据成功
152
153     uint8_t tBuf[2] = { '0' };
154     uint16_t value; //用于临时存储光谱值
155
156     for (int i = 0; i < MAX_PIXELS; i++)
157     {
158         tBuf[1] = valuesBuf[2*i];
159         tBuf[0] = valuesBuf[2*i + 1];
160         memcpy(&value, tBuf, sizeof(char) * 2);
161         values[i] = value;
162     }
163
164     //打印第501-505个波长值和对应光谱强度值
165
166     std::cout << std::endl; //打印换行, 便于观察


```

```

167
168         for (int j = 500; j < 505; j++)
169         {
170             std::cout << "波长" << ": " << wavelengths[j] << ";
171             " <<
172                                     "值" << ": " <<
values[j] << std::endl;
173         }
174     std::cout << std::endl;           //打印换行, 便于观察
175
176     //*****关闭设备*****
177     ret = CMSPEX_Close(hd);
178
179     if (0 == ret)
180     {
181         std::cout << "设备" << deviceIndex << " 关闭成功" <<
182         std::endl;
183     }
184     else
185     {
186         std::cout << "设备" << deviceIndex << " 关闭失败" <<
187         std::endl;
188     }
189     std::cout << std::endl;           //打印换行, 便于观察
190
191     //*****注销设备, 非必要操作*****
192
193     ret = CMSPEX_DeInit(hd);
194
195     if (0 == ret)
196     {
197         std::cout << "设备" << deviceIndex << " 注销成功" <<
198         std::endl;
199     }
200     else
201     {
202         std::cout << "设备" << deviceIndex << " 注销失败" <<
203         std::endl;
204     }
205 }

```

3.2 打印提示



The image shows a screenshot of the Microsoft Visual Studio debug console window. The window title is "Microsoft Visual Studio 调试". The output text is as follows:

```
ft vid: 0403.  
设备0: 打开成功  
  
设备0: 积分时间设置成功  
  
设备0: 平均次数设置成功  
  
设备0: 平滑次数设置成功  
  
像素索引500: 479.105  
像素索引501: 479.745  
像素索引502: 480.384  
像素索引503: 481.023  
像素索引504: 481.663  
  
波长: 479.105; 值: 124  
波长: 479.745; 值: 118  
波长: 480.384; 值: 117  
波长: 481.023; 值: 117  
波长: 481.663; 值: 119  
  
close ft.  
设备0 关闭成功  
  
设备0 注销成功  
  
F:\ConsoleApplication2\x64\Debug\ConsoleApplication2.exe (进程 8396)已退出, 返回代码为: 0。  
若要在调试停止时自动关闭控制台, 请启用“工具”->“选项”->“调试”->“调试停止时自动关闭控制台”。  
按任意键关闭此窗口...
```

At the bottom of the console, there is a line of code: `std::cout << std::endl; //打印换行, 便于观察`