

# EasyNirLib二次开发用户手册

编写人员：沈玉杰

编写时间：2023年9月24日

手册版本：UG-ENL-V1.2

技术支持：深圳谱研互联科技有限公司

## 导读：

本文适用于谱研互联近红外光谱仪和模组适配的easynirlib二次开发包（sdk）的1.2版本通用版。sdk库的函数相对比较多，但在实际使用时，大多数都用不到。本文介绍几个常用api接口的逻辑调用流程，用户依此即可获取完整的光谱数据。

本文示例代码均使用C语言描述，主要用于展示调用流程和方法，其他编程语言可根据所使用的集成开发环境（IDE）适当修改。

文中为了便于较为独立完整地描述函数接口，大多数采用的局部变量定义，如数据长度、波长指针、光谱强度指针等，用户在实际开发软件时，应当用全局变量做定义。

在描述函数接口的参数时，[in]表示该参数是外部输入，[out]表示向外输出，out主要用于指针参数。

## 一、SDK概述

Easynirlib是基于C语言封装的api接口库，可以较为方便地被其他语言调用，如C++、C#、Labview等，其他语言只要能直接调用C语言动态库的均可适用。支持Windows、MAC和Linux等主流操作系统。

Easynirlib虽然有很多API接口，但有些接口参数很多，理解起来也比较困难，而且在实际使用中也不是必需的，所以本文仅列举了操作光谱仪必需的和使用率较高的函数接口，已经可以满足用户实际使用。

用户如需要查询或设置配置信息，可以在电脑的ISC软件进行设置，实际使用时不需要再修改。不建议在二次开发时频繁对光谱仪进行配置信息设置。


本文介绍的函数接口，适用于适用的型号模组和光谱仪如下：

型号	描述
NIR-M-R2	反射型，波长范围900-1700nm，内置两只卤素灯，支持USB、UART通信

NIR-R210	反射型，波长范围900-1700nm，内置两只卤素灯、锂电池，带壳体，支持USB、UART、蓝牙通信
NIR-M-R11	反射型，波长范围1350-2150nm，内置四只卤素灯，支持USB、UART通信，裸机
NIR-R310L	反射型，波长范围1350-2150nm，内置四只卤素灯，内置锂电池、支持USB、蓝牙、UART通信，带壳体
NIR-M-F1	光纤型，波长范围900-1700nm，SMA905接口，支持USB、UART通信
NIR-F210	光纤型，波长范围900-1700nm，SMA905接口，支持USB、UART通信，带壳体
NIR-M-F11	光纤型，波长范围1350-2150nm，SMA905接口，SMA905接口，支持USB、UART通信
NIR-F310	光纤型，波长范围1350-2150nm，SMA905接口，SMA905接口，支持USB、UART通信，带壳体
NIR-M-T1	透射型，波长范围900-1700nm，光源、比色皿支架、光谱仪一体集成，支持USB、UART通信
NIR-T210	透射型，波长范围900-1700nm，光源、比色皿支架、光谱仪一体集成，支持USB、UART通信，带壳体
NIR-M-T11	透射型，波长范围1350-2150nm，光源、比色皿支架、光谱仪一体集成，支持USB、UART通信
NIR-T310	透射型，波长范围1350-2150nm，光源、比色皿支架、光谱仪一体集成，支持USB、UART通信，带壳体

## 二、函数调用流程图

二次开发时按照图中流程操作，列出的8个函数接口即可满足实际需求。



以上函数接口并不是严格的顺序关系。其中连接光谱仪、打开光谱仪、获取数据长度、设置增益、设置平均次数都属于读取光谱数据之前的准备工作，可以在初始化时完成。读取光谱数据实际上包括了读取波长和对应的强度值。开关光源可以读取光谱数据前处理，对于光纤型光谱仪，可以先设置为打开光源状态，以缩短采集时间。关闭光谱仪可以在软件关闭时调用。设置增益、设置平均次数、开关光源均可在过程中设置，下次读光谱数据时生效。

### 三、重点接口函数说明

## 3.1 连接光谱仪

### 3.1.1 函数说明

enumerateDevices是连接设备的函数接口，函数内部完成了光谱仪的必要初始化配置，是必需函数，不可以跳过该步骤而直接打开光谱仪。

函数说明如下：

```
1 int enumerateDevices(int* num);
```

函数描述：获取连接的光谱仪设备数量

参数说明：

Param[out]: int\* num, 设备数量指针

返回值：

Return  $\geq 0$ : 连接成功

Return  $< 0$ : 连接失败

### 3.1.2 代码示例

```
1 void connectDevice()  
2 {  
3     int num = 0;    //获取设备连接数  
4     int res = enumerateDevices(&num);    //接口返回值  
5  
6     if(res<0)  
7         printf("Connect device failed: %d\n", res);  
8     else  
9         printf("Connect device succeeded: %d\n", num);  
10 }
```

连接一台光谱仪成功时的控制台打印值如下：

*Connect device succeeded: 1*

本示例代码中，定义一个整型变量num并初始化赋值分配内存后，将变量地址传参给enumerateDevices函数，若连接成功，函数内部把设备数量赋值到num变量所在的内存地址，再打印出的num值，即为连接设备数量。

如果没有连接光谱仪，连接失败，控制台打印值为负值：

## 3.2 打开和关闭光谱仪

### 3.2.1 函数说明

openSpectrometer是打开设备的函数接口，是必需函数，打开设备后才可以执行其他设置或读取光谱仪的操作。

closeSpectrometer是关闭设备的函数接口，通常在软件关闭时执行，也可以在打开设备之前先执行一次关闭设备函数，再打开设备，以避免两次打开出现冲突。

```
1 int openSpectrometer(int index);
```

函数描述：打开设备

参数说明：

Param[in]: int index, 设备索引, 0表示第1台设备, 1表示第2台设备, 以此类推

返回值：

Return  $\geq$  0: 打开成功

Return < 0: 打开失败

```
1 void closeSpectrometer();
```

函数描述：关闭设备

参数说明：无

返回值： 无

### 3.1.2 代码示例

```
1 void openDevice()  
2 {  
3     int res;    //接口返回值  
4  
5     closeSpectrometer();    //先关闭光谱仪  
6  
7     res = openSpectrometer(DEVICE_INDEX);    //打开光谱仪
```

```
8     if(res<0)
9         printf("Open device failed: %d\n", res);
10    else
11        printf("Open device succeeded: %d\n", res);
12 }
```

仅连接一台光谱仪时，控制台打印值如下：

```
Open device succeeded: 0
```

本示例代码中，先关闭一次光谱仪设备，以避免重复打开。DEVICE\_INDEX是已连接光谱仪的索引号，常用宏定义。若仅连接一台光谱仪，DEVICE\_INDEX即为0，此时也可以直接用0作为openSpectrometer的参数。

```
1 res = openSpectrometer(0); //仅连接一台光谱仪时，设备索引为0
```

## 3.3 获取数据长度

### 3.3.1 函数说明

getFormattedSpectrumLengths是获取数据长度的函数接口，是必需函数，在申请用于存储波长和光谱强度所用的内存时，需要用到数据长度。该步骤非常重要，用户需要理解示例代码，特别是存储波长和光谱数据的指针和内存申请部分。

```
1 int getFormattedSpectrumLengths(int* fileSize);
```

函数描述：获取数据长度

参数说明：

Param[out]: int\* fileSize，数据长度指针

返回值：

Return  $\geq$  0: 获取成功

Return < 0: 获取失败

### 3.3.2 代码示例

```
1 void getSpectrumLength()
2 {
3     int     fileSize = 0; //数据长度
```

```

4     double *pWavelengths;           //用于存储波长
5     int *pIntensities;              //用于存储光谱强度
6
7     int res = getFormattedSpectrumLengths(&fileSize); //获取光谱数据长度
8     if(res<0)
9         printf("Get fileSize failed: %d\n", res);
10    else
11        printf("Get fileSize succeeded: %d\n", fileSize);
12
13    pWavelengths = (double*)malloc(fileSize*sizeof(double)); //申请波长内存空间
14    pIntensities = (int*)malloc(fileSize*sizeof(int)); //申请光谱强度内存
15 }


```

仅连接一台光谱仪时，控制台打印值如下：

```
Get fileSize succeeded: 228
```

本示例代码中，定义了数据长度fileSize，同时又定义了分别用于指向波长和光谱数据的指针pWavelengths和pIntensities。在获取了数据长度后，采用malloc函数分别给波长和光谱数据分配了对应长度的内存空间，并分别用pWavelengths和pIntensities指向了申请的空间。

示例代码为了方便理解，把fileSize、pWavelengths、pIntensities都放在函数中定义，但在实际使用时，这几个变量被其他函数频繁引用，因此都是放在全局变量中定义。

 对于刚入坑的学生党，虽然可能学过c语言，但对动态申请内存可能并不熟悉，这里就对malloc稍作讲解。

malloc的参数是以字节为单位，我们已知波长是double型，光谱强度是int型，也知道了数据长度，因此先用sizeof(double)和sizeof(int)来获取当前系统中的double和int对应的字节数，再乘以fileSize，即fileSize\*sizeof(double)，即可得到我们需要的总字节数，作为参数传给malloc，就可以申请到对应的内存空间。

由于我们使用了指针，数据会使用指针索引来表示，所以把申请到的总内存空间按照double和int型，分别分成小单元，即(double\*)和(int\*)，这样就可以直接使用指针索引了，如pWavelengths[5]就表示第6个double型的波长值。

## 3.4 设置增益

### 3.4.1 函数说明

setPGAGain是设置增益倍率的函数接口，是可选函数，推荐在初始化的时候调用。光谱仪默认的增益倍率是1，读取的光谱强度值偏小，在实际使用时常用的是16、32或64，可根据需求进行设置。

由于光谱仪内部ADC是24位，满量程在1600多万counts值，设备内部电路通过增益对ADC值做了管理，用户只需要用电脑端ISC做评估，选择合适的增益即可，最大值推荐不要超过600万counts，否

则容易引起adc error错误，导致数据失真。

增益分固定和自适应两种模式，对于二次开发用户，推荐使用固定模式，否则容易在弱光时设备自适应高增益导致数据出现管理混乱的现象。在用ISC软件做参比板评估时，可以用自适应来选取合适增益，选取好后在做二次开发时推荐直接设成固定模式写入。

```
1 int setPGAGain(int isFixed, unsigned char gainVal);
```

函数描述：设置平均次数

参数说明：

Param[in]: int isFixed, 1:固定 0:自适应

Param[in]: unsigned char gainVal, 增益倍率，可设置1、2、4、8、16、32或64

返回值：

Return  $\geq$  0: 获取成功

Return  $<$  0: 获取失败

### 3.4.2 代码示例

```
1 void setPgaGain()  
2 {  
3     unsigned char pga = 32;          //增益倍率为32  
4  
5     int res = setPGAGain(1, pga); //设置成固定模式  
6     if(res<0)  
7         printf("Set PGA failed: %d\n", res);  
8     else  
9         printf("Set PGA succeeded: %d\n", res);  
10 }
```

仅连接一台光谱仪时，控制台打印值如下：

*Set PGA succeeded: 0*

本示例代码中，定义了增益倍率pga并赋值32，设置成固定模式后调用setPGAGain函数，再打印设置增益函数接口的返回值。

## 3.5 设置平均次数

### 3.5.1 函数说明



setSpectrumAverageTime是设置平均次数的函数接口，是可选函数，默认平均次数是6。平均次数是正整数，最小为1。顾名思义，平均次数是光谱仪内部多次测量求平均值时所设置的次数。平均次数越高，获取的光谱数据重复性越好，但用时也越长。推荐平均次数不要超过10，否则测量时间会比较长。

平均次数也可以在电脑端ISC软件的配置信息中设置，且会被写到光谱仪内部存储器中。若实际使用时平均次数为固定值，则二次开发可以不再设置。

```
1 int setSpectrumAverageTime(unsigned short time);
```

函数描述：设置测量平均次数

参数说明：

Param[in]: unsigned short time, 平均次数，最小值为1，新光谱仪的默认值为6

返回值：

Return  $\geq$  0: 获取成功

Return < 0: 获取失败

## 3.5.2 代码示例

```
1 void setAvgTimes()  
2 {  
3     int avg = 6;    //定义平均次数并赋值6  
4     int res = setSpectrumAverageTime(avg); //设置平均次数  
5     if(res<0)  
6         printf("Set avg failed: %d\n", res);  
7     else  
8         printf("Set avg succeeded: %d\n", res);  
9 }
```

仅连接一台光谱仪时，控制台打印值如下：

*Set avg succeeded: 0*

本示例代码中，定义了平均次数avg并赋值6，调用setSpectrumAverageTime，再打印设置平均次数函数接口的返回值。

## 3.6 获取光谱数据

### 3.6.1 函数说明

getFormattedSpectrum是获取光谱数据的函数接口，光谱数据包括波长值和相对光谱强度值，是必需函数。在调用该函数前，需要执行2.3节的获取数据长度函数示例代码，确保波长和光谱强度指针已经分配了内存空间。

```
1 int getFormattedSpectrum(double *pWavelength, int *pData, int *dataSize);
```

函数描述：获取光谱数据

参数说明：

Param[out]: double \*pWavelength, 波长值输出到该指针指向的内存空间予以存储


Param[out]: int \*pData, 相对光谱强度值输出到该指针指向的内存空间予以存储

Param[out]: int \*dataSize, 数据长度输出到该指针指向的变量

返回值：

Return  $\geq$  0: 获取成功

Return < 0: 获取失败

 注意，这里的dataSize与3.2节的fileSize有些区别，dataSize是当前读取光谱数据时的输出数据长度，fileSize是申请内存空间的数据长度，fileSize $\geq$ dataSize，可以确保内存空间足够用。正常来说二者是相同的，但封装api接口时需要考虑到光谱仪配置参数在二次开发时被动态修改的状况，比如900-1700nm波长范围的光谱仪默认fileSize是228，但在过程中被修改为900-1600nm，此时dataSize<fileSize，即不再是228个数据。


### 3.6.2 代码示例

```
1 void getSpectrumData()
2 {
3     int dataSize = 0;    //获取输出数据数量
4
5     int res = getFormattedSpectrum(pWavelengths,pIntensities,&dataSize);    //获
6
7     if(res<0)
8         printf("Get spectrum data failed: %d\n", res);
9     else
10        printf("Get spectrum data succeeded: %d\n", res);
11
12    //打印波长值和对应的光谱强度值
13    for (int i=0;i<dataSize;i++)
14        printf("Wavelength: %f, Intensity: %d\n", pWavelengths[i], pIntensities[
```

仅连接一台光谱仪时，控制台打印值如下：

```
Get spectrum data succeeded: 0
Wavelength: 900.993140, Intensity: 4435
Wavelength: 904.952494, Intensity: 5309
Wavelength: 908.907419, Intensity: 6267
.....
Wavelength: 1695.003875, Intensity: 13358
Wavelength: 1697.944533, Intensity: 11394
Wavelength: 1700.880762, Intensity: 10001
```

本示例代码中，定义了输出数据数量dataSize并赋值为0，调用getFormattedSpectrum函数接口后，获取的波长和光谱强度数据分别存在pWavelengths和pIntensities指向的内存空间，打印获取光谱数据函数接口的返回值，再通过pWavelengths和pIntensities指针打印出波长值和对应的光谱强度值。

 该示例代码中的pWavelengths和pIntensities应该是在全局变量中定义，且完成了2.3节描述的内存空间申请。2.3节示例中局部定义pWavelengths和pIntensities，只是为了展示功能，实际上也应该使用全局变量，保证不同函数操作的是相同pWavelengths和pIntensities。

## 3.7 设置内置光源开关状态

### 3.7.1 函数说明

setLampStatus是设置内置光源开关状态的接口函数，是可选函数。对于内置光源的光谱仪或模组，一般设置为关闭状态；对于光纤型光谱仪或模组，一般设置为开启状态。默认为关闭状态。

当处于关闭状态时，光谱仪工作时会有开灯时间延时，扫描速度较慢；当处于开启状态时，光谱仪工作时无开灯时间延时，扫描速度较快。光纤型光谱仪没有内置光源，因此常设置为开启状态以提升扫描速度。而内置光源型光谱仪较少用于在线测量，对速度要求较低，其测量时会短暂自动开灯，因此常设置为默认关闭状态。

```
1 int setLampStatus(int status);
```

函数描述：设置内置光源开关状态

参数说明：

Param[in]: int status, 开关状态, 0:关闭, 1:开启

返回值:

Return  $\geq 0$ : 获取成功

Return  $< 0$ : 获取失败

### 3.7.2 代码示例

```
1 void setLampStatus()
2 {
3     int res = setLampStatus(0); //设置内置光源为关闭状态
4
5     if(res<0)
6         printf("Set lamp failed: %d\n", res);
7     else
8         printf("Set lamp succeeded: %d\n", res);
9 }
```

仅连接一台光谱仪时, 控制台打印值如下:

*Set lamp succeeded: 0*

本示例代码中, 调用setLampStatus, 打印函数接口返回值。

## 四、完成代码示例

### 4.1 完整C语言代码

完整示例代码用C语言编写, 仅用于展示调用流程, 其他编程语言和IDE可按在界面上配合按钮调用。各调用函数除2.3节把局部变量改为全局变量外, 其他都使用了第3章示例代码。

```
1 #include "easynirwrapper.h"
2
3 #define DEVICE_INDEX 0
4
5 //定义全局变量
6 int     fileSize = 0;           //数据长度
7 double *pWavelengths;        //用于存储波长
8 int     *pIntensities;        //用于存储光谱强度
9
10 //连接光谱仪设备
11 void connectDevice()
12 {
```

```

13     int num = 0;    //获取设备连接数
14     int res = enumerateDevices(&num);    //接口返回值
15
16     if(res<0)
17         printf("Connect device failed: %d\n", res);
18     else
19         printf("Connect device succeeded: %d\n", num);
20 }
21
22 //打开光谱仪设备
23 void openDevice()
24 {
25     int res;    //接口返回值
26
27     closeSpectrometer();    //先关闭光谱仪
28
29     res = openSpectrometer(DEVICE_INDEX);    //打开光谱仪
30     if(res<0)
31         printf("Open device failed: %d\n", res);
32     else
33         printf("Open device succeeded: %d\n", res);
34 }
35
36 //获取数据长度
37 void getSpectrumLength()
38 {
39     int res = getFormattedSpectrumLengths(&fileSize); //获取光谱数据长度
40     if(res<0)
41         printf("Get fileSize failed: %d\n", res);
42     else
43         printf("Get fileSize succeeded: %d\n", fileSize);
44
45     pWavelengths = (double*)malloc(fileSize*sizeof(double));    //申请波长内存空间
46     pIntensities = (int*)malloc(fileSize*sizeof(int));    //申请光谱强度内存
47 }
48
49 //设置增益
50 void setPgaGain()
51 {
52     unsigned char pga = 32;    //增益倍率为32
53
54     int res = setPGAGain(1, pga); //设置成固定模式
55     if(res<0)
56         printf("Set PGA failed: %d\n", res);
57     else
58         printf("Set PGA succeeded: %d\n", res);
59 }

```


```

60
61 //设置平均次数
62 void setAvgTimes()
63 {
64     int avg = 6;    //定义平均次数并赋值6
65     int res = setSpectrumAverageTime(avg); //设置平均次数
66     if(res<0)
67         printf("Set avg failed: %d\n", res);
68     else
69         printf("Set avg succeeded: %d\n", res);
70 }
71
72 //获取光谱数据
73 void getSpectrumData()
74 {
75     int dataSize = 0;    //获取输出数据数量
76
77     int res = getFormattedSpectrum(pWavelengths,pIntensities,&dataSize);    //获
78
79     if(res<0)
80         printf("Get spectrum data failed: %d\n", res);
81     else
82         printf("Get spectrum data succeeded: %d\n", res);
83
84     //打印波长值和对应的光谱强度值
85     for (int i=0;i<dataSize;i++)
86         printf("Wavelength: %f, Intensity: %d\n", pWavelengths[i], pIntensities[
87 ]
88
89 //设置内置光源开关状态
90 void setLampStatus()
91 {
92     int res = setLampStatus(0); //设置内置光源为关闭状态
93
94     if(res<0)
95         printf("Set lamp failed: %d\n", res);
96     else
97         printf("Set lamp succeeded: %d\n", res);
98 }
99
100 int main(int argc, char *argv[])
101 {
102     QCoreApplication a(argc, argv);
103
104     connectDevice();
105     openDevice();
106     getSpectrumLength();

```

```
107     setPgaGain();
108     setAvgTimes();
109     setLampStatus();
110     getSpectrumData();
111
112     return a.exec();
113 }
```

## 4.2 控制台结果



```
Connect device succeeded: 1
Open device succeeded: 0
Get fileSize succeeded: 228
Set PGA succeeded: 0
Set avg succeeded: 0
Set lamp succeeded: 0
Get spectrum data succeeded: 0
Wavelength: 900.993140, Intensity: 4609
Wavelength: 904.952494, Intensity: 5656
Wavelength: 908.907419, Intensity: 6592
Wavelength: 912.857914, Intensity: 7726
Wavelength: 918.118352, Intensity: 10368
Wavelength: 922.058513, Intensity: 12841
Wavelength: 925.994245, Intensity: 16084
Wavelength: 929.925547, Intensity: 20188
Wavelength: 933.852421, Intensity: 24675
Wavelength: 937.774866, Intensity: 29415
Wavelength: 941.692881, Intensity: 33728
Wavelength: 945.606467, Intensity: 37826
Wavelength: 949.515624, Intensity: 41574
Wavelength: 953.420353, Intensity: 45261
Wavelength: 957.320652, Intensity: 48788
Wavelength: 961.216521, Intensity: 52282
Wavelength: 965.107962, Intensity: 54909
Wavelength: 968.994974, Intensity: 58111
Wavelength: 972.877556, Intensity: 61083
Wavelength: 976.755710, Intensity: 63829
Wavelength: 981.919691, Intensity: 67249
```

控制台结果总结如下：

Connect device succeeded: 1，打印值是已连接的光谱数量，即1台

Open device succeeded: 0，返回值为0，打开设备成功

Set PGA succeeded: 0，返回值为0，设置增益倍率成功

Set avg succeeded: 0，返回值为0，设置平均次数成功

Set lamp succeeded: 0，返回值为0，设置内置光源开关状态成功

Get spectrum data succeeded: 0，获取光谱数据成功

Wavelength: 900.993140, Intensity: 4609

Wavelength: 904.952494, Intensity: 5656

Wavelength: 908.907419, Intensity: 6592

.....

打印波长和对应相对光谱强度